

STENDO® 運動復康的新領域

Stendo® 100%天然且免持，全方位配合運動員的身體狀態，透過獨特的專利技術，為運動員回復體內平衡。

在機械生物過程，Stendo® 刺激血管內皮之間的摩擦，使身體產生一氧化氮(NO)及擴張血管，增強微循環。

Stendo® 與心率同步，讓運動員的身體在靜止的狀態下排出代謝廢物，放鬆肌肉，加快回復體力及運動創傷復原，提高表現。

這種整體刺激能保持運動員心血管健康，改善淋巴系統，有助新陳代謝，同時使自主神經系統正常化並促進睡眠。



□ 身體微循環作用

Stendo® 以一種全新的方式刺激靜脈回流到心臟。在短時間內刺激生理反應，使心血管系統保持健康。



□ 深層組織復原

Stendo® 促進組織及受損肌肉復原，加速癒合過程，並優化肌肉纖維的重建，舒緩痛症及炎症症狀。



□ 壓力和睡眠管理

Stendo® 心率同步技術優化微循環系統，使人產生放鬆的效果，減低腦部壓力和改善睡眠質素。

STENDO® | V4

STENDO 控制台

寬度： 26.5 cm
深度： 26.5 cm
高度： 44 cm
重量： 14 kg
互聯網無線連接

PULSEWAVE® 按摩設備

重量： 14 kg
遙控器
智能手機 — 配備 Stendo® APP
藍牙連接設備

脈搏感測器

有線感測器
軟體
6 個預設程式
壓力範圍
45mmHg - 75 mmHg

生道（亞洲）有限公司

香港九龍觀塘鴻圖道 44-46 號世紀中心 6 樓 603 室 | 電話:(852) 3748 5603 | 電郵: contact@stendoasia.com

www.stendo.fr



運動 · 復康 · 保健

由內而生



打造全新自己

STENDO®：機械刺激與完美心率協調

STENDO 的工程師利用專有的技術，研發出 **STENDO Body Pulsewave**。此儀器採用突破性設計，多功能簡便易用，並已獲得全球專利及歐盟認證。

STENDO® 技術與使用者心率同步，可以持續有系統地刺激微循環，改善血管功能及淋巴系統，為覆雜的復康保健問題提供創新解決方案。



經科學證明的效應

Stendo® 提供全方位保健復康

- 活動組織
- 增強血液循環
- 刺激淋巴系統
- 調節炎症
- 緩解疼痛
- 恢復運動



STENDO 全方位療法

- 法國製造
- 全球專利
- 100%天然安全
- 心率同步技術
- 多功能簡單易用
- 每 30 分鐘平均 25,000 次脈動刺激
- 免提式減低人力成本，提高經濟效益



STENDO 高科技專利套裝...

融合多層特殊物料組織+凝膠/空氣的設計（STENDO® 專利），Pulsewave® 套裝能夠活動組織，讓靜脈血管和淋巴結構進行深層、全面的機械活動刺激。

Pulsewave® 套裝內 12 個獨立氣囊會根據使用者的脈搏，在每兩次心跳之間施加溫和而均勻的向心動力。治療師亦可以根據使用者的治療需求和生理反應，為他們選擇合適的壓力強度和療程持續時間。

按摩裝置的多層凝膠 + 空氣設計是 **STENDO®** 創新的核心。

